

エリプタ(アニュイティ、エンクラッセ、レルペア、アノーロ)

ポイント

1. 薬剤のセットをする。

①カバーを「カチッ」と音がするまで開ける。
(カウンターが1つ減ったことを確認してください。)



・カバーを開けるときに「カチッ」という音が聞こえにくい場合がありますが、カウンターが1つ減っていれば薬はセットされています。

カウンター拡大図




ポイント

・カバーを開け、吸入せずに閉じた場合はその1回分は吸入出来ません。



2. 吸入前に息吐きをする。



ポイント

・吸入口に息を吹きかけないよう、注意してください。




3. 吸入する。

吸入器を水平にし、吸入口をすき間なくくわえ、胸いっぱいに深く吸い込む。



4. 吸入後、息止めおよび息吐きをする。

苦しくない程度に3~5秒息を止め、ゆっくり息を吐きだす。



ポイント

・息止めは肺への薬剤の沈着を待つために必要です。



5. うがいをする。(2回以上)



ポイント

・口腔内の副作用予防のために重要です。



6. 吸入器の手入れをする。

吸入口を乾いたティッシュペーパーなどを用いて拭き、カバーを閉じる。



・薬がなくなり、カウンターが「0」になった後にカバーを開けると、カウンター表示が赤色に変わります

ポイント



操作(薬剤のセット等)

吸入前

吸入

吸入後

吸入器の管理
(残薬管理含)

- 参考資料

GSK:エリプタ吸入方法

<https://www.healthgsk.jp/products-info/ellipta/instruction.html>