

## 【吸入指導評価チェック表 (MDI)】

|                 | キュバール   | オルベスコ  | フルタイドエアゾール  | アドエアエアゾール  |
|-----------------|---|--|---|--|
| デバイスの操作         | 2回空噴射 (初回のみ)<br>薬剤のセット (ふたをとる)                        | 3回空噴射 (初回のみ)<br>薬剤のセット (ふたをとる)   | 2回空噴射 (初回のみ)<br>薬剤のセット (ふたをとり、瓶をよく振る)                                     | 4回空噴射し、カウンターを120に揃える (初回のみ)<br>薬剤のセット (ふたをとり、瓶をよく振る)                   |
| 吸入前の息吐き         | デバイスをくわえる前に息を吐く                                       | デバイスをくわえる前に息を吐く  | デバイスをくわえる前に息を吐く   | デバイスをくわえる前に息を吐く  |
| 吸入              | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む                   | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む  | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む                                       | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む                                    |
| 吸入後の息止めと息吐き     | 息こらえ (苦しくない程度に3秒～5秒)<br>ゆっくり息を吐く                      | 息こらえ (苦しくない程度に3秒～5秒)<br>ゆっくり息を吐く   | 息こらえ<br>ゆっくり息を吐く  | 息こらえ<br>ゆっくり息を吐く   |
| うがい             | 吸入後のうがい   | 吸入後のうがい  | 吸入後のうがい   | 吸入後のうがい  |
| 吸入器の管理 (残薬管理含む) | 残量の管理ができる (日数管理)<br>吸入可能回数がわかる (100回)<br>吸入後のデバイスの手入れ | 残量の管理ができる (日数管理)<br>吸入可能回数がわかる<br>(50・100µg 112回 / 200µg 56回)<br>吸入後のデバイスの手入れ (アダプターの水洗不可) | 残量の管理ができる (日数管理)<br>吸入可能回数がわかる<br>(100µg 60回 / 50µg 120回)<br>吸入後のデバイスの手入れ | 残量の確認ができる (カウンター管理)<br>吸入可能回数がわかる (120回)<br>吸入後のデバイスの手入れ (アダプターははずさない) |

|                 | サルタノールインヘラー  | メプチンエアー  | スピリーバレスピマット  |
|-----------------|--|--|--|
| デバイスの操作         | 2回空噴射 (初回のみ)<br>薬剤のセット (ふたをとり、瓶をよく振る)                    | 2回空噴射し、カウンターを100にする (初回のみ)<br>薬剤のセット (ふたをとり、瓶をよく振る)                              | カートリッジをセットし、4回下向きに空噴射<br>薬剤のセット<br>(上向きで、ふたを開けずに180度右方向へ回し、ふたを開ける)       |
| 吸入前の息吐き         | デバイスをくわえる前に息を吐く  | デバイスをくわえる前に息を吐く  | デバイスをくわえる前に息を吐く  |
| 吸入              | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む                      | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む  | 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う<br>ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込む                                  |
| 吸入後の息止めと息吐き     | 息こらえ<br>ゆっくり息を吐く   | 息こらえ<br>ゆっくり息を吐く   | 息こらえ<br>ゆっくり息を吐く   |
| うがい             | 吸入後のうがい (必須ではない)   | 吸入後のうがい (必須ではない)   | 吸入後のうがい (必須ではない)   |
| 吸入器の管理 (残薬管理含む) | 残量の確認ができる (回数・期限管理)<br>吸入可能回数がわかる (200回)<br>吸入後のデバイスの手入れ | 残量の確認ができる<br>(カウンター又は回数・期限管理)<br>吸入可能回数がわかる (100回)<br>吸入後のデバイスの手入れ (アダプターははずさない) | 残量の確認ができる (カウンター管理)<br>吸入可能回数がわかる (60回・30日)<br>吸入後のデバイスの手入れ (吸入口を手で拭かない) |